

RATIONAL-NEO

Полный аналог оригинального средства для декальцинации RATIONAL (Германия).

Средство для удаления накипи. Предназначено для чистки (декальцинации) бойлеров и форсунок в пароконвектоматах:

- Rational
- Unox
- Tecnoeka
- Convotherm
- Abat и др.

СРЕДСТВО ОТ НАКИПИ ДЛЯ ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ
КИСЛОТНОЕ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ

RATIONAL-NEO

Может вызывать ожоги, аллергическую кожную реакцию и раздражение дыхательных путей.

МЕРЫ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В БЫТУ:
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению/маркировкой продукта.
Не вдыхать газ/пары/пыль/аэрозоли.
Использовать перчатки/средства защиты глаз/лица.

РЕАГИРОВАНИЕ (меры по ликвидации ЧС):
Немедленно обратиться за медицинской помощью.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот.
Не вызывать рвоту!
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы):
Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой.
ПРИ ВЫДЫХАНИИ: Свежий воздух, покой.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Рекомендуемое разведение не менее 1:3.
Приготовление раствора: 3 литра воды на 1 литр концентрата, перемешать.

СОСТАВ:
Минеральные кислоты, АПАВ.

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ:
Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от -5...+25 °С, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов.
Хранить в недоступном для детей месте.

Дата изготовления и партия указаны на упаковке
Срок годности: 24 месяца с даты изготовления

5л Производитель : ООО «ТЕМП» Адрес производства: РФ, Свердловская область, д.Гилева, ул. Калинина, д 61а e-mail: descaler@bk.ru



Идентичный аналог, полностью воссозданная в лабораторных условиях формула, позволяет сохранить все качества и преимущества оригинального средства.

Поставляется в пластиковой таре объемом 5л.

Представляет собой концентрат, что позволяет получить при разведении водой готовый объем средства 15л.

Протестировано и проверено на пароконвектоматах марок: Rational, Unox, Tecnoeka, Convotherm.

